



Uma vida com simplicidade

Concentrador de oxigênio portátil Philips Respironics SimplyGo mudando a vida do seu paciente com simplicidade



Allies
in Better Sleep
and Breathing

Somos seus aliados na busca por melhor qualidade de Sono e Respiração. Por isso, lideramos o mercado fornecendo não apenas tecnologia de ponta, mas também um suporte excepcional.

PHILIPS

RESPIRONICS

SimplyGo - manutenção e confiabilidade com simplicidade!

Os pacientes com DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica) dependem do equipamento de terapia de oxigênio por muitas horas* ao dia. O **SimplyGo** oferece a independência e a liberdade que os pacientes desejam em um design durável, que resiste às pancadas e escoriações das atividades diárias, fornecendo uma terapia eficaz.



Confiabilidade integrada

O **SimplyGo** inova ao trazer um alto padrão de confiabilidade aos concentradores portáteis.

O **SimplyGo** foi projetado, criado e rigorosamente testado para suportar o desgaste cotidiano, acompanhando os pacientes em todos os lugares e em todos os momentos.

Durante o desenvolvimento, o **SimplyGo** foi colocado em condições extremas, incluindo impacto, vibrações e temperaturas extremas para testar o desempenho confiável.

Com 15.000 horas de vida útil do compressor, tem um desempenho altamente confiável.

Com esse design robusto e confiável, o **SimplyGo** reduz a necessidade de reparos e assistência técnica por danos acidentais.

[SimplyGo - Confiabilidade garantida!](#)

Manutenção com simplicidade!

O **SimplyGo** facilita a vida dos profissionais, já que ele não requer praticamente nenhuma manutenção preventiva ou por parte do paciente.

O **SimplyGo** é flexível:

- Escolha entre garantias de dois, três ou cinco anos.

Escolha o melhor plano para você (Consulte seu provedor).

- As peças fáceis de acessar e as ferramentas abrangentes de manutenção do **SimplyGo** permitem aos seus técnicos fazerem a manutenção do dispositivo no local, em vez de devolvê-lo ao fabricante.

Notas

*As orientações clínicas recomendam que pacientes com DPOC devem usar a terapia de oxigênio por, no mínimo, 15 horas por dia para ter efeitos positivos em sua sobrevivência a longo prazo e na qualidade de vida. Portanto, esses pacientes precisam de oxigênio em casa (terapia de oxigênio estacionária) e fora de casa (terapia de oxigênio ambulatoria).

SimplyGo, a liberdade que seus pacientes merecem!

Ir às compras, visitar um museu, passar um fim de semana agradável ou férias merecidas!

Com SimplyGo, seus pacientes de terapia de oxigênio podem aproveitar tudo isso. Leve e durável, com uma bolsa de transporte portátil e um carrinho com rodas fáceis de carregar, o SimplyGo está sempre pronto para um passeio. Sua bolsa de acessórios mantém tudo à mão, para todas as ocasiões.



O SimplyGo é o primeiro concentrador de oxigênio da Philips a oferecer os benefícios de fluxo contínuo em um design leve e fácil de carregar de 4,5 kg. Não há a necessidade de escolher entre uma terapia de oxigênio eficaz para seus pacientes e o baixo peso do dispositivo. O SimplyGo oferece uma solução que atende às necessidades da maioria dos pacientes de terapia de oxigênio. Com o SimplyGo, os pacientes dispõem da flexibilidade de sair para trabalhar durante o dia, por um fim de semana ou por longas férias.

Três modos de fornecimento de oxigênio estão disponíveis para as necessidades da maior parte dos pacientes:

Modo pulso 

O SimplyGo detecta a inspiração e fornece o volume necessário de oxigênio.

Fluxo contínuo 

Fornecimento contínuo de oxigênio de 0,5 a 2 l/min.

Modo noturno 

O modo pulso possui uma maior sensibilidade para uso durante o sono. O SimplyGo muda automaticamente para o *Fluxo contínuo* de 2 l/min caso a inspiração não seja detectada.

Com oxigênio sempre à mão, seus pacientes desfrutam da liberdade de ir a qualquer lugar, a qualquer hora.

Em casa, o concentrador estacionário **EverFlo** é a solução ideal para complementar o dispositivo portátil **SimplyGo** no caso de pacientes que necessitam de terapia de oxigênio em casa.

Como o **SimplyGo** e o **EverFlo** utilizam **tecnologia livre de reposição de O₂**, eles eliminam o inconveniente de fornecimentos recorrentes de oxigênio e podem ajudar a melhorar a independência e a qualidade de vida do paciente.*



*Oxigênio portátil aumenta a duração diária da terapia de oxigênio em pacientes COPD e melhora a qualidade de vida dos pacientes mais compatíveis. Vergeret et al. Eur Respir J 1989;2: 20-25

SimplyGo Informações rápidas

Modo de fornecimento de oxigênio de fácil seleção

Interface de toque fácil de usar

Leve - 4,5 kg

O único dispositivo leve capaz de fornecer fluxo de oxigênio contínuo e de pulso.

Fácil de levar a qualquer lugar e a qualquer momento!

Bateria recarregável de fácil remoção/substituição.

Consulte a tabela de especificações do produto para maiores informações sobre a duração da bateria.

A Associação de Aviação Federal dos Estados Unidos da América (FAA) aprovou a utilização do SimplyGo em vôos comerciais.¹



SimplyGo, pronto para um passeio!

Todas as necessidades do seu paciente em uma bolsa de acessórios SimplyGo

Carrinho resistente do SimplyGo com rodas grandes para facilitar o deslocamento

Carregador externo de bateria

Bolsa umidificadora

Fonte de alimentação CC

Fonte de alimentação CA

Fonte de alimentação para aeronaves

¹Embora a FAA e outros órgãos reguladores de aviação internacionais permitam o uso de concentradores de oxigênio portátil em vôos comerciais, muitas companhias aéreas nacionais e internacionais têm requisitos adicionais, incluindo notificação prévia, e posse da carta de um médico com a prescrição de oxigênio

Especificações do SimplyGo

Especificações do produto	
Concentração de oxigênio ²	87 a 96% em todos os ajustes
Ajustes de fluxo	
Dimensão no modo pulso	1 = 12 ml 4 = 48 ml 2 = 24 ml 5 = 60 ml 3 = 36 ml 6 = 72 ml
Modo de fluxo contínuo	0,5 l/min - 1 l/min - 1,5 l/min - 2 l/min
Modo noturno	Volumes variáveis de pulso com base na respiração, para manter um volume constante por ajuste: 1 = 250 ml/min 2 = 500 ml/min 3 = 750 ml/min 4 = 1.000 ml/min 5 = 1.250 ml/min 6 = 1.500 ml/min
Nível de ruído	43dB (nominal) no ajuste de pulso 2
Alarmes	Baixa pureza de oxigênio (< 83%) Sem respiração Alta taxa de respiração Sem fluxo Bateria baixa Bateria esvaziada Falha técnica do sistema
Dimensões	29,2 cm x 25,4 cm x 15,2 cm
Peso	4,5 kg com a bateria instalada
Consumo de energia	150W durante a recarga 120W sem recarregar
Condições de operação	
Temperatura operacional	5 ° a 40 °C
Umidade relativa	15 a 95%
Altitude	Até 3.048 m

SimplyGo Especificação da bateria	
Autonomia de Bateria	
Modo Pulso 2*	3 hr
Fluxo Contínuo 2 LPM	54 min

*Baseado em 20 respirações por minuto

²Tempo de carga: 2-3 horas por bateria quando totalmente descarregada

Informações para pedidos

Sistema internacional SimplyGo	Número da peça
Inclui: Concentrador de oxigênio portátil SimplyGo, bolsa de transporte, carrinho móvel, uma bateria recarregável de íons de lítio, fontes de alimentação para CC e CA, bolsa de acessórios e manual do usuário	1069058
Acessórios	Número da peça
Carrinho de transporte	1074885
Bolsa de transporte SimplyGo	1082663
Bateria de íons de lítio	1082662
Cabo de alimentação (padrão da Europa)	1082665
Carregador externo de bateria (plugue da Europa)	900-118
Carregador externo de bateria (plugue do RU/Irlanda)	900-119
Bolsa de acessórios	1083696
Fonte de CA	1082661
Carregador de CC para automóveis	1083692
Cabo de CC para aeronaves	1083693
Bolsa do umidificador	1083699
Tubo de conexão do umidificador	1039642
Opções da garantia	Número da peça
Garantia total de dois anos SimplyGo	1097623
Garantia total de três anos SimplyGo	1097577
Garantia total de cinco anos SimplyGo	1097778

Entre em contato conosco

A Philips Healthcare faz parte da Royal Philips

Como entrar em contato conosco

www.philips.com/healthcare

healthcare@philips.com

Ásia

+49 7031 463 2254

Europa, Oriente Médio, África

+49 7031 463 2254

América Latina

+55 11 2125 0744

América do Norte

+1 425 487 7000

800 285 5585 (toll free, US only)

Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668 EUA

Atendimento ao cliente
+1 724 387 4000

Philips Respironics Ásia-Pacífico
+65 6882 5282

Philips Respironics Austrália
+61 (2) 9947 0440

Philips Respironics Brasil
0800 701 7789

Philips Respironics China
+86 400 828 6665
+86 800 828 6665

Philips Respironics Deutschland
+49 8152 93 06 0

Philips Respironics França
+33 2 51 89 36 00

Philips Respironics Itália
+39 039 203 1

Philips Respironics Suécia
+46 8 120 45 900

Philips Respironics Suíça
+41 6 27 45 17 50

Philips Respironics Reino Unido
+44 800 1300 845

www.philips.com/respironics

Respironics, SimplyGo e EverFlow são marcas comerciais da Respironics, Inc. e suas afiliadas.
Todos os direitos reservados.

Visite www.philips.com/respironics



© 2013 Koninklijke Philips N.V. Todos os direitos reservados.

A Philips Healthcare se reserva o direito de fazer alterações nas especificações e/ou interromper a produção de qualquer produto, a qualquer momento, sem aviso ou obrigação e não deve ser responsabilizada por quaisquer consequências resultantes do uso desta publicação.

CUIDADO: Leis federais dos EUA restringem a venda deste dispositivo a um médico ou mediante sua solicitação.

Respironics, FitLife e EZ Peel são marcas comerciais da Respironics, Inc. e suas afiliadas.

MM 4/9/14 MCI 4105044