

PHILIPS

DreamWear

DreamWear Masken

Für jeden Patienten
eine passende Lösung



DreamWear Nasenmaske

DreamWear Gelkissen

DreamWear Full Face



Für jeden Patienten eine passende Lösung

DreamWear – die Schlaftherapie-Innovation
von Philips Respironics.

Empfehlen Sie traumhafte Freiheit beim Schlafen.

Das innovative Design der DreamWear garantiert neue Bewegungsfreiheit. Ob als Gelkissen, Full Face oder Nasenmaske – das modulare Konzept ermöglicht größtmöglichen Tragekomfort für alle Patienten. Mit DreamWear entsteht das Gefühl, überhaupt keine Maske zu tragen – wie uns viele Anwender bestätigen.*



Keine Abdrücke

Das innovative Design von DreamWear verhindert Abdrücke auf dem Nasenrücken.**

Anwender empfinden DreamWear als wesentlich komfortabler im Vergleich zu verschriebenen Masken.*



Volle Bewegungsfreiheit

Mit DreamWear können Patienten sich im Schlaf wieder völlig frei bewegen, ohne Behinderung durch Schlauch oder Maske. Der revolutionäre Anschluss oben auf dem Kopf ermöglicht, ganz natürlich die angenehmste Schlafposition zu wählen.



Freie Sicht

Die offene Konstruktion von DreamWear lässt ein extrem weites Gesichtsfeld frei. Problemlos kann so wieder die Brille getragen werden und im Bett gelesen, ferngesehen oder das Tablet benutzt werden. Nichts drückt – dank des weichen, flexiblen Materials.

* Quelle: Philips Anwenderumfrage 2015 zur DreamWear Nasenmaske.
** Die DreamWear hat keinen direkten Kontakt mit dem Nasenrücken.

Größtmögliche Modularität

Ein Rahmen. Drei Maskentypen.


Einfacher Wechsel des Maskenkissens ohne Austausch der Masken

Die Auswahl der richtigen Maske für Ihre Patienten ist eine Ihrer schwierigsten Aufgaben. Das unablässige Ausprobieren verschiedener Masken, Kissen und Kopfbänder, die Ihren Patienten passen müssen, ist mühsam und zeitaufwendig. Mit dem innovativen Maskendesign von DreamWear können Sie nun schnell und einfach zwischen Nasen-, Full Face- und Gelkissen wechseln, ohne die Maske austauschen zu müssen. Wenn weniger Entscheidungen zur Maske getroffen werden müssen, können Sie sich auf das wirklich Wichtige konzentrieren: Ihre Patienten.



Vorteile

- Größtmögliche Modularität – eine Maske für alle Maskentypen (Gelkissen / Nase / Full Face)
- Bietet Patienten mehr Freiraum und Komfort
- Einfache Handhabung und Optimierung der Bestandsverwaltung
- Kann die Anzahl der Masken reduzieren, die zum Einstellen eines Patienten erforderlich sind und damit die Effizienz steigern



DreamWear

Weicher Silikonrahmen

Besonders komfortables, weiches und leichtes Material.

Schlauchanschluss oben am Kopf

Bietet mehr Bewegungsfreiheit.

Offenes Sichtfeld

Geeignet für Brillenträger zum Lesen und Fernsehen.

Maskenkissen unter der Nase

Hinterlässt keine roten Abdrücke auf dem Nasenrücken.*

Luftzirkulation im Rahmen

Damit Patienten komfortabel schlafen können.

Innovatives Design

Für größtmöglichen Komfort.

Austauschbare Maskenkissen

Wechseln Sie einfach zwischen Gelkissen, Full Face und Nasenkissen.

Stoffpolster

Liegen sanft und komfortabel auf.



*Die DreamWear hat keinen direkten Kontakt zum Nasenrücken.

Bestellinformationen

DreamWear Fitpack	Nasenmaske Artikelnummer	Gelkissen Artikelnummer	Full Face Artikelnummer
DreamWear mit Kopfband, mittlerem Rahmen und allen Kissengrößen	1116700	1124984	1133400
Ersatzteile	Nasenmaske Artikelnummer	Gelkissen Artikelnummer	Full Face Artikelnummer
Maskenkissen, small (S)	1116740	1125035	1133430
Maskenkissen, medium (M)	1116741	1125036	1133431
Maskenkissen, large (L)	1116742	1125037	1133432
Maskenkissen, medium wide (MW)	1116743	–	1133433
Kleiner Rahmen (SM)	1116745	1116745	1116745
Mittlerer Rahmen (MED)	1116746	1116746	1116746
Großer Rahmen (LG)	1116747	1116747	1116747
Kopfband	1116750	1116750	1133450
Magnetische Kopfbandclips	–	–	1133454
Stoffpolster (2 Stück)	1116754	1116754	1116754







© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen sind
vorbehalten. Marken sind Eigentum von Koninklijke
Philips N.V. oder ihrer jeweiligen Inhaber.

www.philips.de/cpap-masken/dreamwear

Druck in Deutschland/April 2018
BB 5/4/18 PN1240231