

Philips System One
Ultrafint filter

6-pak

HH1421

Ekstra filtreringsevne

Vidensdrevet design

To-trins-luftfiltreringssystem, der giver din enhed i System One 60-serien ekstra filtrering af meget fine partikler.

Yderligere filtrering af meget fine partikler

- Nemme at sætte i og fjerne

PHILIPS

Ultrafint filter
6-pak

Specifikationer

Service

- Garanti: 90 dage

Design

- Ultrafint filter: til System One 60-serien

HH1421/00

Vigtigste nyheder

Udskiftelige

For at opnå optimalt udbytte af din System One-enhed. Beregnet til brug sammen med genanvendeligt pollen/skumfilter for at blokere fine partikler fra at komme ind i enheden. Skal skiftes efter 30 nætters brug, eller oftere, hvis den viser tegn på skader eller ser snavset ud.



Udgivelsesdato
2018-02-05

Version: 3.0.2

12 NC: 0000 010 29331
UPC: 6 06959 00344 6

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com