



Philips DreamWear
Nenämaski, jossa
kosketuspinta on pieni

Pakkaus

4 pehmustekokoa
1 keskikokoinen runko



HH1111

Höyhenenkevyt*

DreamWear antaa sinulle vapauden nukkua miten haluat *Philipsin vuonna 2015 tekemä käyttäjäkysely

Parhaat nenätyyny ja -maskit

- Mukava ja toimiva

Miellyttävän tuntuinen muotoilu

- Slim-line-pääremmi
- Pehmeä, joustava runko

Helppokäyttöinen

- Pehmeä ja mukava

Innovatiivinen malli

- Pehmuste nenän alle
- Ilmaletkun liitäntä päälle
- Neliosainen moduulimainen maski

Avoin näkökenttä

- Avoimessa maskissa on erittäin leveä näkökenttä

PHILIPS

Nenämaski, jossa kosketuspinta on pieni
Pakkaus 4 pehmustekokoa, 1 keskikokoinen runko

Kohokohdat

Innovatiivinen nenän alle asettuva maski



Ei paina tai ärsytä nenänvartta tai sieraimia eikä jätä punaisia jälkiä*

Vapaus liikkua



Koska letku lähtee päältä, DreamWear antaa enemmän liikkuvapautta nukkuessa. Käyttäjät ovat kertoneet, että DreamWear ei vaikuta heidän nukkumisasentoonsa.*

Neliosainen moduulimainen maski



Moduulimainen maski on helppo koota ja puhdistaa. Vaihdeettavia nenätyynyjä on neljää eri kokoa.

Slim-line-pääremmi



DreamWear on tyylikäs, mukava ja lähes huomaamaton.

Pehmeät kangasremmit



Miellyttävä kasvoilla

Pehmeä, joustava runko



Ihoa vasten oleva materiaali on joustavaa, hengittävää ja käyttäjälle miellyttävää

Pehmuste nenän alle



Ei jätä punaisia jälkiä tai ärsytä nenänselkää, kuten perinteiset kokomaskit voivat tehdä

Esteetön näkymä



Voit vapaasti käyttää silmälaseja, lukea, katsoa televisiota ja käyttää tietokonetta tai tablet-laitetta ennen nukkumaanmenoa.

HH1111/00

Tekniset tiedot

Innovatiivinen malli

- Avoin näkökenttä: Käytä silmälaseja, lue tai katso televisiota

Huolto

- Takuu: 90 päivää

Mukavuus

- Pehmeät kangasremmit: Miellyttävä kasvoilla
- Pehmeä, joustava runko: Mukava käytössä
- Pehmuste nenän alle: Ei jätä punaisia jälkiä sieraimiin

Käyttötarkoitus

- Yli 30 kg painaville potilaille: Lääkärin määräys CPAP-hoitoon

Tekniset tiedot

- Puhdistusohjeet: maski: Pese käsin miedolla puhdistusaineella, Huuhtelee huolellisesti ja anna kuivua
- Puhdistaminen: pääremmi, letku: Pese käsin miedolla puhdistusaineella, Huuhtelee huolellisesti ja ripusta kuivumaan
- Pehmusteen materiaali: Silikoni
- Kulmakappaleen / kääntyvän liitännän materiaali: Polykarbonaatti
- Rungon materiaali: Polykarbonaatti
- Pääremmin materiaali: Polyuretaanivaaho, nailon/elastaani
- Osien määrä: Viisi
- Käyttöpaine: 4–20 cmH₂O
- Äänenpainetaso: 18 dBA
- Kangassuojukset: Polyesteri/elastaani



Julkaisupäivä 2018-05-17

Versio: 3.0.1

12 NC: 0000 011 16720
UPC: 6 06959 02340 6

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com