



Philips
Masque naso-buccal
Amara View

Pack Confort - 3 tailles de coussin
1 harnais ajustable



HH1231

Vue dégagée

Offrant un champ de vision dégagé, le masque naso-buccal Amara View est équipé d'un coussin innovant situé sous le nez. Il a été conçu pour éviter les marques rouges, irritations et sensations de gêne au niveau de l'arête nasale.

Champ de vision dégagé

- Champ de vision plus large que celui offert par les autres masques du marché

Conception innovante

- Harnais avec sangle de tête
- Design flexible à 4 éléments
- Conception innovante

Masque léger et compact

- Le masque naso-buccal le plus compact* et le plus léger** du marché

PHILIPS

Points forts

Masque léger et compact



Plus compact et plus léger que les masques naso-buccaux classiques, le masque Amara View laisse le visage du patient plus dégagé. Il est en effet dépourvu d'armature ou de coussin volumineux susceptible d'obstruer le champ de vision.

Vision dégagée



Vous pouvez porter vos lunettes, lire, regarder la télévision, utiliser un ordinateur ou une tablette, en toute simplicité, avant de vous endormir.

Harnais avec sangle de tête



Harnais avec sangles en tissu doux et confortable. La sangle de tête permet un ajustement simple et rapide.

Design flexible à 4 éléments



Design flexible pour un assemblage et un nettoyage rapides, avec coussins interchangeables disponibles dans quatre tailles.

Coussin positionné sous le nez



Conçu pour éviter les marques rouges ainsi que les irritations et les sensations de gêne au niveau de l'arête nasale

Caractéristiques

Entretien

- Garantie: 90 jours

Conception innovante

- Large champ de vision: Porter des lunettes, lire ou regarder la télévision

Contre-indications :

- Mauvais réflexe de toux: déficience du sphincter cardiaque
- Chirurgie oculaire récente, yeux secs; hernie hiatale, reflux importants

Utilisation prévue

- À utiliser sur des patients > 30 kg: ayant une prescription de traitement par PPC

Spécificités

- Pression de fonctionnement: 5 à 30 cmH2O
- Niveau de pression acoustique: 24,2 dBA
- Nombre d'éléments: Quatre
- Matériau du coussin: Silicone
- Matériau du harnais: Mélange UBL/maille
- Instructions de nettoyage : masque: Rincer abondamment, sécher à l'air libre
- Nettoyage : harnais, circuit: Laver à la main avec un détergent doux, Rincer abondamment, suspendre à l'air libre
- Matériau du circuit/des attaches du harnais: Élastomère de polyester thermoplastique
- Matériau du système de libération rapide: Polyoxyméthylène (acétal)
- Matériau du conduit/du coude/du système de pivotement: Polycarbonate



Date de publication
2018-03-14

Version: 4.0.1

12 NC: 0000 010 90670
UPC: 6 06959 00928 8

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Tests internes : données archivées

**N'inclut pas le circuit de déconnexion rapide Amara View

* L'achat de ce dispositif médical ne peut pas faire l'objet d'une demande de remboursement auprès du régime obligatoire de sécurité sociale.