



Philips DreamWear
Frame

Vervangend onderdeel
Middelgroot frame



HH1117

Alsof u helemaal niets draagt.*

DreamWear biedt u vrijheid en comfort, zodat u kunt genieten van een goede nachtrust.

Innovatief ontwerp

- Aansluiting voor luchtslang aan de bovenkant van het hoofd
- Zacht, flexibel frame

Gebruiksvriendelijk

- Gepersonaliseerde functies

PHILIPS

Specificaties

Innovatief ontwerp

- Comfort en prestatie: Banden van zacht materiaal

Productgegevens

- Materiaal: Polycarbonaat, Siliconen
- Garantie: 90 dagen

Het frame reinigen

- Handmatig wassen met een mild reinigingsmiddel: Spoel grondig, laat aan de lucht drogen¹


Vervanging

- Controleer dagelijks op slijtage: Vervang bij de eerste tekenen van slijtage

HH1117/00

Kenmerken

Gebruiksvriendelijk frame



De frames zijn gebruiksvriendelijk. Kies uit de drie maten het frame dat het beste bij u past. Alle framematen passen bij alle kussenformaten.

Innovatief frameontwerp



Het zachte, flexibele frame is comfortabel om 's nachts te dragen. Gebruikers geven aan dat het voelt alsof u helemaal niets draagt.*

Onbepaalde bewegingsvrijheid



Omdat de luchtslang naar de bovenkant van het hoofd is verplaatst, biedt DreamWear 's nachts meer bewegingsvrijheid. Gebruikers geven aan dat ze niet meer in een bepaalde positie moeten slapen wanneer ze DreamWear dragen.*



Publicatiedatum
2018-04-03

Versie: 11.0.1

12 NC: 0000 011 16746
UPC: 6 06959 40205 8

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

** Gegevensanalyse van een onderzoek naar patiëntvoorkeuren in augustus 2017, waarbij n = 85 en de voorgeschreven maskers Resmed Airfit F10 en F20, Respironics Amara View en F&P Simplus waren. Gebaseerd op 10 dagen gebruik.

* Philips-vragenlijst over gebruikersvoorkeuren uit 2017

¹ Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer reinigingsinstructies.