

Philips DreamStation Go
Batterij

Behandeling zonder stopcontact

Compact
Lichtgewicht, minder dan 700
gram



HH1450

Maakt CPAP-therapie zonder stopcontact mogelijk

Voor veel slaapapneupatiënten kan reizen zonder stroomvoorziening problemen geven bij het volgen van hun therapie. Daarom heeft Philips de DreamStation Go-batterij ontwikkeld voor gebruik 's nachts.

Compact en lichtgewicht

- Compact en lichtgewicht

PHILIPS

Batterij

Behandeling zonder stopcontact Compact, Lichtgewicht, minder dan 700 gram

Specificaties

Compatibiliteit

- PAP-systeem: DreamStation Go CPAP, AutoPAP

Service

- Garantie: 1 jaar

Technische gegevens

- Gewicht: 696 gram
- Uitgangsvermogen: 18-24,6 VDC
- Batterijtechnologie: Lithium-ion

- Ingangspanningsbereik: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 2,0-1,0 A
- Uitgangsvermogen: 50 W
- Gebruikstijd: > 8 uur
- Minimale levensduur: 500 cycli
- Oplaadtijd: < 5 uur

Onderdeelnummer

- Batterijpakket: 1133281

HH1450/00

Kenmerken

Compact en lichtgewicht



Als u tijdens uw reis niet over stroom beschikt, kunt u dankzij de batterij van DreamStation Go toch trouw uw behandeling volgen, gemiddeld circa 13 uur* bij een druk van 10 cm. Opmerking: de gebruiksduur van de batterij kan variëren door hogere CPAP-drukinstellingen, extreme lekkage van het masker, hoogte, temperatuur, het opladen van apparatuur via de USB-poort en andere variabelen.
*Testomstandigheden PAP-gebruiksduur: CPAP-modus, druk: 10 cm H₂O, slang van 12 mm, lekkage 37 LPM, temperatuur van circa 23 °C, hoogte: 4442 m.



Publicatiedatum
2018-08-31

Versie: 5.0.2

12 NC: 0000 011 33281
UPC: 6 06959 41479 2

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com