

Philips Wisp  
Nenätyyny

XL

HH1025



## Pehmeys ja mukavuus takaavat levollisen unen

Nenänkärjen mallisen pehmustetyynyn patentoitu muotoilu yhdistettynä Auto-Seal-uratekniikkaan – tuloksena on erinomaisen tiivis maski, jonka kosketuspinta on mahdollisimman pieni.

### **Muotoilu**

- Vähemmän sierainärsytystä

**PHILIPS**

Nenätyyny  
XL

## Tekniset tiedot

### Huolto

- Takuu: 90 päivää

### Muotoilu

- Koko: XL

### Tekniset tiedot

- Pehmusteen materiaali: Silikoni/polykarbonaatti

HH1025/00

## Kohokohdat

### Pehmeä ja miellyttävä



Kaikki kolme pehmustekokoa sopivat samaan runkoon



Julkaisupäivä 2017-01-27

Versio: 2.1.1

12 NC: 0000 011 12031  
UPC: 6 06959 01350 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)