



Philips DreamWear
Frame

Vervangend onderdeel
Klein frame



HH1116

Alsof u helemaal niets draagt.*

DreamWear biedt u vrijheid en comfort, zodat u kunt genieten van een goede nachtrust.

Innovatief ontwerp

- Aansluiting voor luchtslang aan de bovenkant van het hoofd
- Zacht, flexibel frame

Gebruiksvriendelijk

- Gepersonaliseerde functies

PHILIPS

Frame
Vervangend onderdeel Klein frame

Specificaties

Innovatief ontwerp

- Comfort en prestatie: Banden van zacht materiaal

Productgegevens

- Materiaal: Polycarbonaat, Siliconen
- Garantie: 90 dagen

Het frame reinigen

- Handmatig wassen met een mild reinigingsmiddel: Spoel grondig, laat aan de lucht drogen¹


Vervanging

- Controleer dagelijks op slijtage: Vervang bij de eerste tekenen van slijtage

HH1116/00

Kenmerken

Gebruiksvriendelijk frame



De frames zijn gebruiksvriendelijk. Kies uit de drie maten het frame dat het beste bij u past. Alle framematen passen bij alle kussenformaten.

Innovatief frameontwerp



Het zachte, flexibele frame is comfortabel om 's nachts te dragen. Gebruikers geven aan dat het voelt alsof u helemaal niets draagt.*

Onbepakte bewegingsvrijheid



Omdat de luchtslang naar de bovenkant van het hoofd is verplaatst, biedt DreamWear 's nachts meer bewegingsvrijheid. Gebruikers geven aan dat ze niet meer in een bepaalde positie moeten slapen wanneer ze DreamWear dragen.*



Publicatiedatum
2018-04-03

Versie: 10.0.1

12 NC: 0000 011 16745
UPC: 6 06959 40204 1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* *Philips-vragenlijst over gebruikersvoorkeuren uit 2017
* * Gegevensanalyse van een onderzoek naar patiëntvoorkeuren in augustus 2017, waarbij n = 85 en de voorgeschreven maskers Resmed Airfit F10 en F20, Respirationics Amara View en F&P Simplus waren. Gebaseerd op 10 dagen gebruik.
* ¹Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer reinigingsinstructies.