

Philips Pico
Næsemaske

Pakke
med stor pudestørrelse

HH1032



Øget ydeevne

En virkelig pæn næsemaske, der har minimal kontakt med ansigtet og tilbyder enkelhed, komfort og forsegling.

Kompakt design

- Pico sidder behageligt på mere end 98 % af brugerne*
- Den letteste og mindste traditionelle næsemaske *

Ydeevne og komfort

- Giver mulighed for hurtig og nem tilpasning og justering

PHILIPS

Specifikationer

Let og lille

- Nem tilpasning og justering: Støjsvag udånding

Service

- Garanti: 90 dage

Specifikationer

- Driftstryk: 4 - 20 cmH₂O
- Lydtrykniveau: 19 dBA
- Antal dele: Fem
- Pudemateriale: Silikone/polykarbonat
- Hovedtøjsmateriale: UBL/uretanskum/nylon/Lycra
- Rengøringsinstruktioner: maske: Vask i hånden

med et mildt rengøringsmiddel, Skyl grundigt, lad lufttørre

- Rengøring: hovedtøj, slanger: Vask i hånden med et mildt rengøringsmiddel, Skyl grundigt, hæng til tørre
- Ramme-/knæstykke-/drejeledsmateriale: Polykarbonat
- Gribespænders materiale: Termoplastisk polyester-elastomer

Brugsformål

- Skal bruges på patienter > 30 kg: med CPAP-recept

HH1032/02

Vigtigste nyheder

Kompakt design, der giver en naturlig pasform



"Nasetips"-puden er designet til at sidde under din næseryg, hvilket giver minimal kontakt med ansigtet, alt i mens den danner en uovertruffen forsegling.


*Arkivdata, Intern markedsføringsundersøgelse 2013

Minimalistisk design, uovertruffen forsegling



Designet og hovedtøjsspænderne gør den lettere at bruge og rengøre.

Den letteste og mindste valgmulighed



Pico har minimal kontakt til ansigtet, hvilket giver dig friheden til at se TV eller læse mens du har den på.

*Arkivdata, Intern markedsføringsundersøgelse 2013



Udgivelsesdato
2018-01-27

Version: 1.0.1

12 NC: 0000 011 04922
UPC: 6 06959 00894 6

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com