



Philips PersonalBest PEF-mittari

Mittaustuloksissa 3 eri väriä
Auttaa sinua pysymään tilanteen
tasalla
Sopii sekä lapsille että aikuisille



HH1309

Seuraa astman tilaa

Huippuvirtauksen mittaus on helppoa

Philips PersonalBest on kevyt ja kannettava PEF-mittari, jolla sinun on helppo seurata hengityksesi huippuvirtausta ja hallita astman oireita.

Helppokäyttöiset toiminnot

- Helppo ja nopea mittaus tukee astmasi hoitosuunnitelmaa
- Helppokäyttöinen
- Suojakotelo pitää mittarin turvassa

Tarkat mittaukset

- PEF-mittariin voi määrittää yksilölliset tavoitearvot selkeillä värikoodeilla

Helppo hoitaa

- Vesi ja saippua riittävät

PHILIPS

PEF-mittari

Mittaustuloksissa 3 eri väriä Auttaa sinua pysymään tilanteen tasalla, Sopii sekä lapsille että aikuisille


Kohokohdat

Kätevä huippuvirtausmittaus




Taitettava kahva pitää käden poissa ilmaisimista ja auttaa puhaltamaan oikealla tavalla.

Kolmivärikkeinen värikoodaus



Kolme värikoodattua mittausvyöhykettä, joista on helppo nähdä, onko oma tai lapsesi tila vakaa vai heikkenemässä.

Säädettävät mittavälit



Terveystieteiden ammattilainen voi määrittää värikoodatut ilmaisimet osoittamaan kuinka hyvin puhalluksesi vastaa tavoitearvoasi.

Säilytys ja suojaus



Taitettava kahva toimii tukevana säilytyskotelona ja suojaa mittaria.

Helppo puhdistaa



PersonalBest-mittarin voi pestä lämpimällä vedellä ja miedolla nestesaippualla tai astianpesukoneen ylätelineessä ja jättää sitten kuivumaan.

HH1309/00

Tekniset tiedot

Muotoilu

- Värikoodatut mittausalueet: 3 vyöhykettä astman hallintaan

Kalibrointitiedot

- Mittausalue: 60–800 l/min

Suorituskyky

- Tarkkuus: +/-10 % tai 10 l/min
- Toistettavuus: Enintään 5 % tai 10 l/min
- Lineaarisuus: Enintään 5 % tai 10 l/min
- Virtausvastus: Enintään 0,35 kPa/l/min
- Taajuusvaste: Enintään 12 % tai 15 l/min

Tuotteen tiedot

- Kehys: ABS-muovi
- Kuori ja kahva: Polypropeeni
- Asteikko: Kuumastansattu, alkoholinkestävä

Asteikon tarkkuus

- 10 l/min: 60–700 l/min
- 20 l/min: 700–800 l/min



Julkaisupäivä 2018-07-26

Versio: 6.1.2

12 NC: 0000 010 22973
UPC: 3 83730 22973 7

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com