

Philips Wisp
Huvudband

Barnstorlek

HH1041



Enkel klickjustering av huvudbandet

Självjusterande huvudband som gör det möjligt att placera slangen över huvudet och bort från kroppens framsida.

Enkel att justera

- Personanpassad och bekväm passform

PHILIPS

Specifikationer

Service

- Garanti: 90 dagar

Design

- Komfort: Självjusterande
- Enkel montering: Självjusterande

Specifikationer

- Huvudbandsmaterial: UBL/polyuretanskum/nylon/spandex
- Rengöring: huvudband och slang: Handtvätta med ett mildt rengöringsmedel, skölj noggrant, häng upp för att torka

Funktioner

Enkel att justera



Självjusterande övre rem med slanghanteringsögla



Publiceringsdatum
2017-03-22

Version: 2.0.1

12 NC: 0000 011 04973
UPC: 6 06959 40234 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com