

Philips DreamStation
Uppvärmad slang

15 mm
Reservslangar

HH1413



Gör det bekvämare för dig

Genomtänkt design

Ingår i Dream-familjen: utformad för att ge dig exakt, önskad fuktnivå, oavsett utomhustemperatur och fuktighet (skyddar även mot kondens)

Håll den befuktade luften fuktig

- Lugnande varm luft

PHILIPS

Uppvärmad slang
15 mm Reservslangar

Specifikationer

Design

- Komfort: Flexibel, enkel att flytta

Kompatibilitet

- Kompatibel med: Endast för DreamStation

Innovativ design

- Komfort och hög prestanda: Levererar rogvivande varm luft

Service

- Garanti: 90 dagar

HH1413/00

Funktioner

Förbättra komforten



När slangen är ansluten till DreamStation-luftfuktaren kan slangen värma upp luften och upprätthålla luftfuktigheten medan luften rör sig genom slangen, vilket gör att du kan sova med förbättrad komfort.



Publiceringsdatum
2017-11-09

Version: 2.0.2

12 NC: 8670 001 40756
UPC: 6 06959 02233 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com