



Philips Amara Gel
Hodestropp

Liten
Redusert størrelse



HH1219

Når den er justert riktig, klikkes den på plass

Den dekkende Amara-ansiktsmasken består av langt færre deler enn de ledende tradisjonelle, dekkende ansiktsmaskene. Hodestroppen demonteres og monteres på nytt med bare ett klikk.

Minimalistisk utforming

- 60 % færre deler

PHILIPS

Hodestropp
Liten Redusert størrelse

Spesifikasjoner

Service

- Garanti: 90 dager

Utforming

- Færre deler: Komfort

Beskrivelser

- Hodestroppmateriale: UBL/uretanskum/nylon og Lycra
- Rengjøring: hodestropp, rør: Vaskes for hånd med mildt rengjøringsmiddel, Skyll grundig, heng til tork

HH1219/00

Høydepunkter

Enkelhet



Med bare fire deler er den rask og enkel å montere og rengjøre.



Utgivelsesdato
2017-08-20

Versjon: 3.1.1

12 NC: 0000 010 90296

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com