

Philips
Vesisäiliö System One -
järjestelmään



HH1418

Kosteutus parantaa käyttömukavuutta

Helppo veden käsittely

Vesitiivis irrotettava säiliö helpottaa vedenkäsittelyä eikä vuoda myöskään kallistettuna tai ylösalaisin käännettynä. Vesisäiliön voi purkaa osiinsa ennen puhdistusta. Se on yhteensopiva sekä 50- että 60-sarjojen kanssa, sillä sen mukana toimitetaan kaksi kantta.

Tiivis irrotettava säiliö helpottaa veden käsittelyä

- Säiliön kannen ja pohjan voi irrottaa puhdistusta varten

Kätevä kammiomalli

- Säiliön kannen ja pohjan voi irrottaa puhdistusta varten. Voi pestä astianpesukoneessa.

PHILIPS

Tekniset tiedot

Huolto

- Takuu: 90 päivää

Muotoilu

- Yksiosainen: Helppo huoltaa
- Yksinkertainen malli: Helppo puhdistaa, Helppo täyttää, Helppokäyttöinen vesisäiliö

HH1418/00

Kohokohdat

Helppo huoltaa



Irrotettavan säiliön voi purkaa ennen puhdistusta ja pestä pesukoneessa

helppo huolto



Säiliön kannen ja pohjan voi irrottaa puhdistusta varten. Voi pestä astianpesukoneessa.



Julkaisupäivä 2017-05-21

Versio: 3.0.4

12 NC: 0000 010 63785
UPC: 6 06959 00222 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com