



Philips Amara View  
Heldekkende ansiktsmaske

### Enkeltpakke

Stor pute  
m/hodestropp



HH1223

## Gled deg over visningen

Med den nyskapende utformingen som går under nesen, hindrer ikke Amara View synsfeltet, og du unngår røde merker, ubehag og iritasjon over neseryggen

#### Nyskapende utforming som går under nesen

- Komfort og ytelse

#### Uhindret synsfelt, slik at du kan bruke briller og lese

- Bredest synsfelt blant de ledende heldekkende ansiktsmaskene

#### Det minste og letteste alternativet

- Dekker ansiktet i mindre grad enn noen andre ledende heldekkende ansiktsmasker

**PHILIPS**

## Spesifikasjoner

### Nyskapende utforming

- Bredt synsfelt: Bruk briller, les eller se på TV

### Utforming som går under nesene

- Komfort og ytelse: Forhindrer røde merker

### Utforming

- Hodestropp: Enkel justering
- Stille ekshalasjon: Dreibart 360°-graders vinkelrør

### Beskrivelser

- Driftstrykk: 4–20 cmH<sub>2</sub>O
- Lydtrykknivå: 24,2 DBA
- Ant. deler: Fire
- Putemateriale: Flytende silikongummi (LSR)
- Bøyle-/vinkelrør-/svingfeste-materiale: Polykarbonat
- Materiale i hodedelklemmer/rør: Termoplast polyester elastomer

- Hodestroppmateriale: Polyuretan, nylon-Lycra
- Materiale i hurtigkoblingsfunksjonen: Polyoksymetylen (acetal)
- Rengjøringsinstruksjoner: maske: Vaskes for hånd med mildt rengjøringsmiddel, Skyll grundig og lufttørk
- Rengjøring: hodedel, rør: Vaskes for hånd med mildt rengjøringsmiddel, Skyll grundig, heng til tørk

### Kontraindikasjoner:

- Nylig øyeoperasjon, tørre øyne, hiatal brokk, kraftig refluks
- svekket hosterefleks: svekket kardial sfinkter

### Service

- Garanti: 90 dager

### Tiltenkt bruk

- For pasienter >30 kg: med foreskrevet CPAP

## Høydepunkter

### Minst og lettest alternativ




Amara View er mindre\* og lettere\*\* enn tradisjonelle heldekkende ansiktsmasker. Den dekker derfor mindre av ansiktet enn tilsvarende masker, samtidig som du slipper den klumpete puten og bøylene foran øynene. \* Intern testing: data på fil \*\* Gjelder ikke Amara View-røret med hurtigkobling

### Nyskapende utforming



Forhindrer røde merker, ubehag eller irritasjon på neseryggen

### Uhindret synsfelt



Den åpne utformingen gjør det enkelt å bruke briller, lese, se på TV og bruke datamaskinen eller nettbrettet på sengen.

