

Philips Pico
Hovedtøj

Reduceret størrelse

HH1035



Hovedtøj med kliktilpasning, som gør det nemt at justere

Slankt hovedtøj med integreret pandestøtte og stabiliserende isserem

Nem at tilpasse

- Personlig og behagelig pasform

PHILIPS

Hovedtøj
Reduceret størrelse

Specifikationer

Service

- Garanti: 90 dage

Design

- Komfort: Selvjusterende


Specifikationer

- Hovedtøjsmateriale: UBL/uretanskum/nylon/Lycra
- Rengøring: hovedtøj, slanger: Vask i hånden med et mildt rengøringsmiddel, Skyl grundigt, hæng til tørre

HH1035/02

Vigtigste nyheder

Nem at tilpasse



Selvjusterende med isserem



Udgivelsesdato
2018-01-27

Version: 1.0.1

12 NC: 0000 011 04935
UPC: 6 06959 00907 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com