

Philips  
Wisp CPAP-næsemaske  
med hovedtøj,  
Silikoneramme

### Pakke

3 puder (S/M, L, XL)  
med hovedtøj

HH1023



## Ydelse har fået ny stil

Wisps smarte autoforseglingsteknologi tilpasser sig alle dine bevægelser, hvilket giver en uovertruffen forsegling og en god nats søvn.

#### Magnetiske klemmer

- Hovedtøjets klemmer og maskepude indeholder magneter

#### Kompakt design

- Wisp sidder behageligt på mere end 98 % af brugerne\*

#### Frit synsfelt

- Læs, se TV eller bær briller

#### Ydeevne og komfort

- Giver hurtig og nem tilpasning og justering.

# PHILIPS

## Specifikationer

### Advarsel: Magnetisk interferens

- Pas på med pacemakere: Læs brugervejledningen før brug.

### Service

- Garanti: 90 dage

### Design

- Kompakt: Nem tilpasning og justering
- Patenteret design: Næsetips-pudedesign
- Støjsvag udånding: 360-graders roterende knæstykke
- Silikoneramme: Klar, diskret ramme
- Komfort: Elastisk isserem

### Specifikationer

- Lydtrykniveau: 19 dBA
- Antal dele: Seks
- Pudemateriale: Silikone/polykarbonat
- Hovedtøjsmateriale: UBL/uretanskum/nylon/

- Spandex/nylon termoplastisk
- Slangemateriale: Termoplastisk polyester-elastomer
- Rengøringsinstruktioner: maske: Vask i hånden med et mildt rengøringsmiddel, Skyl grundigt, lad lufttørre
- Rengøring: hovedtøj, slanger: Vask i hånden med et mildt rengøringsmiddel, Skyl grundigt, hæng til tørre
- Knæstykke-/drejeledsmateriale: Polykarbonat
- Rammemateriale: Silikone/polykarbonat
- Hovedtøjsspændemateriale: Acetal copolymer
- Driftstryk: 4 - 20 cmH<sub>2</sub>O
- Drejeleddets materiale: Silikone / polykarbonat

### Brugsformål

- Skal bruges på patienter > 30 kg: med CPAP-recept

### Kompakt

- Nem tilpasning og justering: Støjsvag udånding

HH1023/00

## Vigtigste nyheder

### Kompakt design, naturlig pasform



"Næsetips"-puden er designet til at sidde under din næseryg, hvilket giver minimal kontakt med ansigtet, alt i mens den danner en uovertruffen forsegling.\* Bekræftelse via den antropometriske database

### Højere grad af uafhængighed



Wisps slanke design eliminerer behovet for en pandepude, hvilket giver dig et bedre synsfelt.

### Minimalistisk design, uovertruffen forsegling



Designet og hovedtøjsspænderne gør den lettere at bruge og rengøre.

### Magnetiske klemmer

Kontakt din sundhedsfaglige ekspert før du bruger denne maske. Nogle medicinske anordninger kan påvirkes af magnetfelter. De magnetiske klemmer i denne maske skal holdes mindst 50 mm væk fra enhver aktiv medicinsk anordning. Vær særligt opmærksom på implanterede anordninger som f.eks. pacemakere, defibrillatorer og cochlear-implantater. Læs brugervejledningen i pakken for at få flere oplysninger.



Udgivelsesdato  
2018-04-16

Version: 5.0.1

12 NC: 0000 010 94060  
UPC: 6 06959 02126 6

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Køb af dette medicinske udstyr medfører ikke ret til obligatorisk refusion fra sygesikringen

\* Bekræftelse via den antropometriske database