

Philips TrueBlue
Næsepude og -klap

Medium-bred

HH1019



Premium blå gel er tynd og let

TrueBlue næsepude og -klap findes i fem komfortable størrelser.

Design

- Premium blå gel

PHILIPS

Næsepude og -klap
Medium-bred

Specifikationer

Design

- Selvjusterende: Automatisk forseglings teknologi

Service

- Garanti: 90 dage

Specifikationer

- Pudemateriale: Polyuretan-gel og polyesterfilm
- Klapmateriale: Silikone

HH1019/00

Vigtigste nyheder

Komfort



Premium blå gel fungerer sammen med den tynde, tætsiddende udvendige silikonemembranen og danner en effektiv, selvjusterende forsegling.



Udgivelsesdato
2018-01-27

Version: 3.2.1

12 NC: 0000 010 71864

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com