



Philips InnoSpire Go  
draagbare vernevelaar met  
mesh

Behandeling waar en wanneer u  
wilt

Behandeling in 4 minuten\*\*  
Ingebouwde oplaadbare batterij



HH1342

## Snel, effectief en stil

Ontworpen voor een betere levenskwaliteit

De InnoSpire Go-vernevelaar is snel, effectief en eenvoudig in gebruik en is ontworpen om de behandelingsduur te verkorten, zodat u meer tijd overhoudt voor dierbare momenten met familie en vrienden.

### **Snelle behandeling**

- 25% kortere behandelingsduur\* Behandeling in 4 minuten\*\*
- Geschikt voor de meest voorgeschreven soorten medicatie

### **Vrijwel geluidloos**

- Overall toegang tot medicatie

### **Eenvoudig, tweedelig ontwerp**

- Snel en eenvoudig te reinigen en te onderhouden
- Compact en eenvoudig ontwerp

### **Ingebouwde oplaadbare batterij**

- Meer dan 30 behandelingen mogelijk

**PHILIPS**

draagbare vernevelaar met mesh  
Behandeling waar en wanneer u wilt Behandeling in 4 minuten\*\*, Ingebouwde oplaadbare batterij

HH1342/01

## Kenmerken

### Ingebouwde batterij met lange levensduur



Met de oplaadbare batterij kunt u tot wel 30 keer vernevelen (120 minuten gebruik) per oplaadbeurt.

### Gemakkelijke bediening



Start de behandeling met een druk op de knop. Hoorbare en visuele signalen geven aan wanneer de behandeling is voltooid. Vervolgens gaat de vernevelaar vanzelf uit.

### Snelle behandeling



De klinisch bewezen Aerogen Vibronic-vernevelaar met trillende mesh is een therapiehulpmiddel dat vloeibare medicatie omzet in fijne damp om snel te kunnen behandelen.

### Eenvoudig, tweedelig ontwerp



Dankzij het eenvoudig afneembare mondstuk is de InnoSpire Go eenvoudig te gebruiken, reinigen en onderhouden. Vullen, vernevelen en schoonmaken in drie eenvoudige stappen.

### Veelzijdig



De InnoSpire Go is ontworpen voor gebruik met de meest voorgeschreven soorten aerosolmedicatie voor luchtwegaandoeningen.

### Vrijwel geluidloze behandeling



Een kleine, draagbare en onopvallende vernevelaar die overal kan worden gebruikt, zodat u en uw kind overal kunnen genieten van het leven.

## Specificaties

### Specificaties

- Batterijtype: Lithium-ion
- Formaat: 7,0 cm x 4,5 cm x 13,5 cm
- Gewicht: 111 g

### Service

- Garantie handset: 2 jaar
- Garantie mondstuk: 1 jaar

### Gegevens vernevelvloeistof

- Ipratropiumbromide 2 ml: MMAD ( $\mu\text{m}$ ): 3,93, Behandeltijd (min:sec): 3,44, Restvolume (ml): 0,2
- Ipratropiumbromide 2 ml: Respirabele fractie (percentage deeltjes  $< 5 \mu\text{m}$ ): 65,3%
- Salbutamol 2,5 ml: MMAD ( $\mu\text{m}$ ): 3,99, Behandeltijd (min:sec): 4,18, Restvolume (ml): 0,3
- Salbutamol 2,5 ml: Respirabele fractie (percentage deeltjes  $< 5 \mu\text{m}$ ): 64,4%
- Budesonide 2 ml: Respirabele fractie (percentage deeltjes  $< 5 \mu\text{m}$ ): 52,1%
- Budesonide 2 ml: MMAD ( $\mu\text{m}$ ): 4,84, Behandeltijd (min:sec): 3,34, Restvolume (ml): 0,3



Publicatiedatum  
2018-02-05

Versie: 5.0.1

12 NC: 0000 011 26593  
EAN: 03 83730 26593 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\*\* Met 2,5 ml salbutamol

\* Ten opzichte van het vorige model Aeronex Go