

Philips DreamStation Go  
Filtro de aire contra el  
polen reutilizable

Filtra el polvo, el polen y mucho  
más

Sustituir cada 6 meses  
88% de eficacia a 7-10 micras  
6 unidades



HH1453

## Filtro contra el polen reutilizable

Los filtros de repuesto reutilizables de Philips ayudan a limpiar el aire que respira atrapando el polvo, el polen, las esporas de moho, la descamación de origen animal, entre otros, con un 88% de eficacia a 7-10 micras. Todos los productos comercializados por Philips Respironics cumplen con la legislación vigente.

### **Filtro contra el polen reutilizable**

- Filtro de aire reutilizable

**PHILIPS**

Filtro de aire contra el polen reutilizable

Filtra el polvo, el polen y mucho más Sustituir cada 6 meses, 88% de eficacia a 7-10 micras, 6 unidades

## Especificaciones

### Compatibilidad

- Sistema PAP: DreamStation Go CPAP, AutoPAP

### Servicio

- Garantía: 90 días

### Información técnica

- Sustitución: Cada 6 meses
- Material del filtro: 100% poliéster
- Eficacia del filtro: 88% de eficacia a 7-10 micras

### Detalles del embalaje

- Contenido: Incluye 6 filtros

HH1453/00

## Destacados

### Filtro de aire reutilizable



Cada 6 meses debe sustituir el filtro reutilizable de DreamStation Go.



Fecha de emisión  
2018-02-12

Versión: 3.0.1

12 NC: 0000 011 33743  
UPC: 6 06959 41543 0

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)