




Philips DreamWear
Fuld ansigtsmaske
Magnetklemmer

Fuld ansigtsmaske Reservedel
med 1 sæt magnetiske klemmer



HH1132

Som ikke at have noget på.*

Med friheden og komforten ved DreamWear Full Face kan du sove, som du ønsker.

Magnetiske klemmer

- Klemmerne og maskepuden til hovedtøjet indeholder magneter

Nem at anvende

- Magnetklemmer til tilslutning af hovedtøj

PHILIPS

Specifikationer

Advarsel: Magnetisk interferens

- Pas på med pacemakere: Læs brugervejledningen før brug.

Produktoplysninger

- Garanti: 90 dage

Vigtigste nyheder

Nem at anvende



Med magnetklemmerne kan du nemt og hurtigt tilslutte hovedtøj til rammen!

Magnetiske klemmer

Kontakt din sundhedsfaglige ekspert før du bruger denne maske. Nogle medicinske anordninger kan påvirkes af magnetfelter. De magnetiske klemmer i denne maske skal holdes mindst 50 mm væk fra enhver aktiv medicinsk anordning. Vær særligt opmærksom på implanterede anordninger som f.eks. pacemakere, defibrillatorer og cochlear-implantater. Læs brugervejledningen i pakken for at få flere oplysninger.



Udgivelsesdato
2018-04-29

Version: 2.2.1

12 NC: 0000 011 33454
UPC: 6 06959 41466 2

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

** Dataanalyse af patientpræferenceundersøgelse udført i august 2017, hvor n = 85, og de ordinerede masker omfattede Resmed Airfit F10 og F20, Respironics Amara View og F&P Simplus; baseret på 10 dages brug.