

Philips Pico
Dreining

Standard

HH1033



Hurtigfrigjøring

Koble det fleksible røret (leveres med CPAP- eller BiPAP-enheten) til Pico-svingfestet. Det gjør at du kan kobles midlertidig fra maskinen, for eksempel dersom du står opp for å gå på toalettet i løpet av natten.

Lett å bruke

- Komfort og ytelse

PHILIPS

Dreining
Standard

Spesifikasjoner

Service

- Garanti: 90 dager

Utforming

- Lett å bruke: Rask frakobling

Beskrivelser

- Materiale i svingfeste: Polykarbonat

HH1033/00

Høydepunkter

Nyskapende utforming



Rask frakobling



Utgivelsesdato
2017-08-26

Versjon: 1.0.1

12 NC: 0000 011 04931
UPC: 6 06959 00903 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
eiere.

www.philips.com