

Philips Wisp
Magnetiske klemmer

2 i hver pakke

HH1027



Klemmene gjør det lett å tilpasse hodestroppen

Hodestroppklemmer med justerbare fliker som klikkes på plass. Rask og lettvinntilpasning.

Lett å bruke

- Hodestroppklemmene og maskeputene inneholder magneter

Utforming

- Hodestroppklemmer med justerbare fliker som klikkes på plass

PHILIPS

Magnetiske klemmer
2 i hver pakke

Spesifikasjoner

Advarsel: magnetisk interferens

- Vær varsom med pacemakere: Les brukerhåndbøkene før bruk.

Service

- Garanti: 90 dager

Utforming

- Enkel tilpasning: Selvjusterende

Beskrivelser

- Materiale i hodeklemmer: Acetalkopolymer og neodymiummagnet

HH1027/00

Høydepunkter

Lett å tilpasse



Det lave antallet deler og hodecroppklemmene som klikkes på plass, gjør den enkel å bruke og vedlikeholde.

Magnetiske klemmer

Ta kontakt med helsepersonell før du bruker denne masken. Enkelt medisinske enheter kan bli påvirket av magnetiske felt. De magnetiske spennene i denne masken må holdes minst 50 mm (2 tommer) unna alle aktive medisinske enheter, spesielt implanterte enheter som pacemakere, defibrillatorer og cochleaimplantater. Les i-Pack-brukerhåndboken for mer informasjon.



Utgivelsesdato
2018-04-12

Versjon: 4.1.1

12 NC: 0000 011 20434
UPC: 6 06959 03969 8

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com