



Philips Wisp
Hovedtøj

Stor



HH1006

Hovedtøj med kliktilpasning, som gør det nemt at justere

Elastisk issestrop med integreret slangeholder Selvjusterende for at give en mere naturlig pasform

Design

- Personlig og behagelig pasform

PHILIPS

Hovedtøj
Stor

Specifikationer

Service

- Garanti: 90 dage

Design

- Komfort: Selvjusterende


Specifikationer

- Hovedtøjsmateriale: UBL/uretanskum/nylon/Lycra/nylon termoplast
- Rengøring: hovedtøj, slanger: Vask i hånden med et mildt rengøringsmiddel, Skyl grundigt, hæng til tørre

HH1006/00

Vigtigste nyheder

Nem at tilpasse



Selvjusterende toprem med løkke til at holde slanger



Udgivelsesdato
2018-04-11

Version: 2.1.1

12 NC: 0000 010 94078

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com