

Philips TrueBlue  
Clip per bretelle di  
fissaggio

2 per confezione

HH1022



## Le clip scattano in posizione con un solo clic.

Le clip a gancio incluse facilitano la rimozione della maschera e il suo fissaggio nella stessa posizione

### Design

- Clip a gancio

**PHILIPS**

Clip per bretelle di fissaggio  
2 per confezione

# Specifiche

## Assistenza

- Garanzia: 90 giorni

## Design

- Facilità d'uso: Blocco in posizione

## Specifiche

- Materiale delle clip per bretelle di fissaggio:  
Elastomero, termoplastico di poliestere

HH1022/00

# In evidenza

## Applicazione



Clip per le bretelle di fissaggio della maschera per CPAP nasale in gel TrueBlue. Le clip scattano in posizione con un clic. Ruotare la clip a gancio per staccarla.



Data di rilascio  
2018-08-02

Versione: 6.1.1

12 NC: 0000 010 71877

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)