

Philips System One
Befugter til System One

inklusive et vandkammer

HH1435



Flere af de funktioner, du ønsker dig

Denne monterbare befugter tilfører luften fugt for at give komfort, og er nem at bruge og håndtere

Komfort gennem optimering af fugtighedsniveauer

- Optimering af befugtning

Dry Box-teknologi

- Dry Box-teknologi

Brugervenligt design

- Topmonteret slangetilkobling

PHILIPS

Befugter til System One
inklusive et vandkammer

Specifikationer

Service

- Garanti: 2 år

Design

- Aftagelig befugter: Kan skilles ad ved transport
- Befugter og vandkammer: Forbedret komfort
- Topmonteret slangetilkobling: Roterbar i 180 grader for at give bevægelsesfrihed

Varmeplade

- Maksimal temperatur: 75 °C

Fysiske specifikationer

- Mål: 18 cm l x 14 cm b x 10 cm h
- Vægt: 0,89 kg

Vandkapacitet

- Anbefalet vandstand: 325 ml

HH1435/00

Vigtigste nyheder

Dry Box-teknologi



Isolerer vand fra enheden med nem adgang til vandkammeret

Optimering af befugtning



Aflæser luften i rummet og din vejtrækning for at justere luftfugtigheden

Topmonteret slangetilkobling



Roterbar slangetilkobling, der kan dreje 180 grader og giver god bevægelsesfrihed



Udgivelsesdato
2018-02-05

Version: 1.0.1

12 NC: 0000 000 0IN6H
UPC: 6 06959 01424 4

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com