

Philips TrueBlue
Knäppen till huvudband för
TrueBlue

2 per förpackning

HH1022



Du fäster knäppena med ett enda tryck.

Talon-knäppen som gör det enkelt att ta av masken och säkra passformen medföljer

Design

- Talon-knäppen

PHILIPS

Knäppen till huvudband för TrueBlue
2 per förpackning

Specifikationer

Service

- Garanti: 90 dagar

Design

- Lättanvänt: Säkra passformen

Specifikationer

- Knäppen för huvudband, material: Termoplastisk polyester, elastomer

HH1022/00

Funktioner

Socket



Detta är clipsen till huvudbandet för TrueBlue Gel CPAP-näsmasken. Knäppena sätts på plats med ett klick. Vrid på Talon-knäppet för att ta loss det.



Publiceringsdatum
2018-06-19

Version: 6.1.1

12 NC: 0000 010 71877

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com