



Philips DreamStation Go
Övernattningsbatteri

Upprätthålla behandling utan elnät

Kompakt
Lätt, 1,53 lbs (696 g)

HH1450

CPAP-behandling även utan tillgång till el

För många patienter med sömnapné kan resor utan tillgång till el skapa problem med att upprätthålla behandlingen. Philips har därför utvecklat ett övernattningsbatteri till DreamStation Go.

Kompakt och lätt

- Kompakt och lätt

PHILIPS

Övernattningsbatteri
Upprätthålla behandling utan elnät Kompakt, Lätt, 1,53 lbs (696 g)

Specifikationer

Kompatibilitet

- PAP-system: DreamStation Go CPAP, AutoPAP

Service

- Garanti: 1 år

Teknisk information

- Vikt: 696 g (1,53 lb)
- Utspänning: 18–24,6 V DC
- Batteriteknik: Litiumjon

- Inspänningsintervall: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 2,0–1,0 A
- Uteffekt: 50 W
- Drifttid: > 8 timmar
- Minsta livscykel: 500 cykler
- Laddningstid: < 5 timmar

Artikelnummer

- Batteripack: 1133281

HH1450/00

Funktioner

Kompakt och lätt



Om du planerar att resa utan tillgång till el kan övernattningsbatteriet till DreamStation Go hjälpa dig att fortsätta med behandlingen utan avbrott. DreamStation Go inställd på 10 cm tryck har visat en genomsnittlig drifttid på 13 timmar* när den drivs med Dreamstation Go övernattningsbatteriet. Obs! Batteriets drifttid kan variera på grund av högre CPAP-tryckinställningar, stort maskläckage, höjd över havet, temperatur, laddning av enheter med USB-porten och andra faktorer. *PAP-testvillkor: CPAP-läge, tryck 10 cm H₂O, 12 mm slang, 37 LPM läckage, 23 °C rumstemperatur vid 503 m ö h.



Publiceringsdatum
2018-08-31

Version: 5.0.2

12 NC: 0000 011 33281
UPC: 6 06959 41479 2

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com