



Philips Nuance Pro
Mascarilla

Gel

Pack
3 almohadillas (S, M, L)



HH1101

Una nueva alternativa para mejorar el sueño

La tecnología de las almohadillas nasales de Nuance ofrece comodidad y sellado excepcionales, lo que propicia una mejor calidad del sueño. Todos los productos comercializados por Philips Respironics cumplen con la legislación vigente.

Fácil de usar

- Tubo ligero y flexible para tirar menos de la mascarilla.

Almohadillas de gel

- Las almohadillas se ajustan a los diferentes tamaños nasales.

Mayor estabilidad

- No se mueve durante toda la noche.

PHILIPS

Mascarilla
Gel Pack, 3 almohadillas (S, M, L)

Especificaciones

Servicio

- Garantía: 90 días

Diseño

- Fácil de usar: Fácil montaje y desmontaje

Finalidad de uso

- Para pacientes > 30 kg: con prescripción CPAP

Especificaciones

- Presión de funcionamiento: 4 - 20 cmH2O
- Nivel de presión de sonido: 19 dBA
- N.º de piezas: Cuatro
- Material de la almohadilla: Goma de silicona

- Material de las almohadillas/almohadillas de la estructura: Gel de uretano
- Material del arnés: Nailon/UBL/espuma de uretano/lycra
- Instrucciones de limpieza: mascarilla: Lavar a mano con detergente suave, Enjuagar en profundidad, secar al aire
- Limpieza: arnés, tubo: Lavar a mano con detergente suave
- Material del armazón: Elastómero de poliéster termoplástico
- Material del conector giratorio/tubo/codo: Polipropileno

HH1101/00

Destacados

Ligera y simple



Más fácil de montar, desmontar y utilizar.

Proporcionan comodidad y sellado



Las almohadillas de gel Nuance tienen un diseño diferente para ofrecerle una experiencia más cómoda. La base de gel de las almohadillas debe quedar colocada cómodamente por debajo de la nariz.

Innovador arnés no deslizante



Ideal para los pacientes que quieren dormir con mayor libertad.



Fecha de emisión
2018-05-21

Versión: 8.1.2

12 NC: 0000 011 05168
UPC: 6 06959 02147 1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* La compra de este dispositivo médico no ofrece el derecho al reembolso obligatorio de la Seguridad Social