



Philips Nuance Pro
Geelipehmusteinen
maskirunko

Geelipehmusteinen maskirunko



HH1108



Uusi vaihtoehto parempaan uneen

Geelipehmusteinen runko lisää maskin vakautta yön aikana. Liukumattomiin pääremmeihin yhdistettynä geelipehmusteinen runko pitää maskin paikallaan ja vähentää tarvetta korjailla sen asentoa.

Useita mukavia runkoja, vähemmän punaisia jälkiä

- Vähentää maskin säätötarvetta

PHILIPS

Tekniset tiedot

Muotoilu

- Useita runkovaihtoehtoja: Geelipehmusteinen runko
- Pysyy paikallaan: Vähentää maskin säätötarvetta

Huolto

- Takuu: 90 päivää

Tekniset tiedot

- Rungon materiaali: Termoplastinen polyesterielastomeeri
- Rungon pehmusteiden materiaali: Uretaanigeeli

Kohokohdat

Geelipehmusteinen runko



Nuance on suunniteltu tuntumaan miellyttävältä ja mukavalta.



Julkaisupäivä 2017-11-21

Versio: 3.2.1

12 NC: 0000 011 05179

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com