

Philips
Vandkammer til
DreamStation

HH1411



Vidensdrevet innovation

Nem vandhåndtering

Konstruktion i ét stykke eliminerer lækager for at gøre det nemt at opbevare vand til befugtning

Forseglet aftagelig beholder gør håndtering af vand nemt

- Minimerer indtrængen af vand og begrænser utætheder, selv når den er vippet eller vendt på hovedet

Brugervenligt kammerdesign

- Beholderens låg og bund kan skilles ad for at rengøre den. Tåler opvaskemaskine.

PHILIPS

Specifikationer

Design

- Forenklet design: Nem adgang til vandkammer, Nem adgang til påfyldning, Nem adgang til rengøring
- I ét stykke: Nem vedligeholdelse

Service

- Garanti: 90 dage

Vigtigste nyheder

Nemt



Beholderens låg og bund kan skilles ad for at rengøre den. Tåler opvaskemaskine.

Konstrueret i ét stykke



Minimerer indtrængen af vand og begrænser utætheder, selv når den er vippet eller vendt på hovedet



Udgivelsesdato
2018-02-05

Version: 2.0.2

12 NC: 0000 011 22520
UPC: 6 06959 40757 2

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com