




Philips DreamStation Go
Microcircuit flexible de
12 mm

Le plus petit des circuits Philips
Offre plus grande liberté de
mouvement
Le plus léger des circuits Philips



HH1455

Liberté de mouvement pendant votre sommeil

Notre tube de 12 mm est 58 % plus petit que le tube Performance* de 22 mm de Philips.
Il offre une plus grande flexibilité et plus de liberté de mouvement qu'un tube de
15 mm.**

Le tube de 12 mm est le plus petit et le plus léger jamais conçu

- Le plus petit et le plus léger

PHILIPS

Microcircuit flexible de 12 mm

Le plus petit des circuits Philips Offre plus grande liberté de mouvement, Le plus léger des circuits Philips

Caractéristiques

Compatibilité

- Système de PPC: Appareil de PPC DreamStation Go, AutoPAP

Entretien

- Garantie: 90 jours

Informations techniques

- Matériau: TPE et polypropylène

- Remplacement: Tous les 6 mois
- Longueur du circuit: 187,5 cm
- Poids du circuit: 69 g
- Diamètre interne du circuit: 12,12 mm

Référence

- Microcircuit flexible de 12 mm: PR12

HH1455/00

Points forts

Le plus petit et le plus léger



Ce microcircuit flexible de 12 mm est le plus petit et le plus léger jamais conçu par Philips. Selon les patients d'un récent essai comparatif, le microcircuit flexible de 12 mm DreamStation offre davantage de flexibilité, de confort et de liberté de mouvement que leur tube standard.**



Date de publication
2018-09-06

Version: 5.1.2

12 NC: 0000 000 0PR12
UPC: 6 06959 40795 4

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* **Par rapport au circuit Performance de 22 mm de Philips Respironics
**Essai rémunéré visant à comparer le circuit de 15 mm DreamStation et le microcircuit flexible de 12 mm DreamStation (date : 2016 ; n = 31)