



Philips Wisp
Arnés

Estándar



HH1005

Arnés de acoplamiento sencillo para facilitar el ajuste

Tira elástica con soporte integrado para el tubo que se ajusta automáticamente para mayor comodidad. Todos los productos comercializados por Philips Respironics cumplen con la legislación vigente.

Diseño

- Ajuste cómodo y personalizado

PHILIPS

Especificaciones

Servicio

- Garantía: 90 días

Diseño

- Comfort: Autoajustable

Especificaciones

- Material del arnés: UBL/espuma de uretano/nilon/lycra/nilon termoplástico
- Limpieza: arnés, tubo: Lavar a mano con detergente suave, Enjuagar en profundidad, colgar para secar

Destacados

Fácil de ajustar



Correa superior autoajustable con conexión para soporte del tubo

