

Philips Wisp
Pääremmit

Pieni koko

HH1026



Kiinni napsautettavat pääremmit helpottavat säätämistä

Joustava päälakiremmi ja kiinteä letkunpidike. Itsesäätyvä remmiosa istuu luontevasti.

Magneetti liittimet

- Pääremmin liittimissä ja maskin pehmusteessa on magneetteja

Muotoilu

- Istuu yksilöllisen mukavasti

PHILIPS

Tekniset tiedot

Vakava varoitus: magneettisia häiriöitä

- Ole varovainen sydämentahdistimien kanssa: Lue käyttöohje ennen käyttöä.

Huolto

- Takuu: 90 päivää

Muotoilu

- Mukavuus: Itsesäätyvä

Tekniset tiedot

- Pääremmin materiaali: UBL/uretaanivahto/nailon/elastaani/termoplastinen nailon
- Puhdistaminen: pääremmi, letku: Pese käsin miedolla puhdistusaineella, Huuhtelee huolellisesti ja ripusta kuivumaan

Kohokohdat

Magneettiliittimet

Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen maskin käyttöä, sillä magneettikentät saattavat vaikuttaa joihinkin lääkintälaitteisiin. Maskin magneettiliittimet on pidettävä vähintään 50 mm:n (2 tuuman) päässä toiminnassa olevista lääkintälaitteista, erityisesti istutteista, kuten sydämentahdistimista ja sisäkorvaistutteista. Lisätietoja on mukana toimitettavassa käyttöohjeessa.

Helppo säätää



Itsesäätyvä yläremmi, jossa on letkun pidikkeenä toimiva silmukka

