



Philips Wisp

L-koko



HH1006

## Pääremmien napsautuskiinnitys helpottaa säätämistä

Joustava päälakiremmi ja kiinteä letkunpidike. Itsesäätävä remmiosa istuu luontevasti

### Muotoilu

- Istuu yksilöllisen mukavasti

**PHILIPS**

Pääremmit  
L-koko

# Tekniset tiedot

## Huolto

- Takuu: 90 päivää

## Muotoilu

- Mukavuus: Itsesäätyvä

## Tekniset tiedot

- Pääremmin materiaali: UBL/uretaanivahto/nailon/elastaani/termoplastinen nailon
- Puhdistaminen: pääremmi, letku: Pese käsin miedolla puhdistusaineella, Huuhtele huolellisesti ja ripusta kuivumaan

HH1006/00

# Kohokohdat

## Helppo säätää



Itsesäätyvä yläremmi, jossa on putken pidikkeenä toimiva silmukka



Julkaisupäivä 2018-04-11

Versio: 2.1.1

12 NC: 0000 010 94078

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)