

Philips
PAP litiumbatteri

Sæt
med enhedskabel og -adaptere
etui

HH1433



Designet til at give ro i sindet

Nødstrømsforsyning

Designet til at levere nødstrømforsyning til DreamStation og System One-søvnbehandlingsapparater.

Designet til at give tillid og ro i sindet

- Integreret nødstrømsforsyning (UPS)

Praktisk på rejser

- Nemt og let at bære. Kun 1,02 kg.
- Kompakt og let

Fortsæt behandlingen, mens du er væk hjemmefra

- Lang batterilevetid

PHILIPS

PAP litiumbatteri
Sæt med enhedskabel og -adapters, etui

Specifikationer

Service

- Garanti: 90 dage

Mål

- Bredde: 3,17 cm
- Højde: 13,33 cm
- Dybde: 22,86 cm

Strøm

- Leverer strøm: Kompatibel med DreamStation
- Kompatibel med: System One 50-serien og 60-serien

Vægt og dimensioner

- Vægt: 1,02 kg

HH1433/00

Vigtigste nyheder

Praktisk på rejser



Nemt at transportere og ideelt til camping og rejser. Batterisættet bruger strømforsyningen fra Philips søvnbehandlingsenheden til reducere det antal ledninger, der er behov for til rejsebrug. Og det opfylder FAA-kravene til flyrejser.

Fred i sindet



UPS er med til at reducere afbrydelser i behandlingen. Hvis batterisættet altid er sluttet til strømforsyningen til patientens Philips Respironics-søvnbehandlingsenhed, holder det sig opladet og klar til rejser eller UPS-beskyttelse.

Kompakt og let



Passer nemt i bæretasken.

Hav styr på behandlingen mens du er væk hjemmefra

Batterisættet har mere end 14 timers batterilevetid for PAP-enheder. PAP-driftstidsforsøgsbetingelser: CPAP-tilstand, tryk på 10 cm H₂O, ingen opvarmet befugtning eller opvarmet slange.



Udgivelsesdato
2018-02-05

Version: 2.0.2

12 NC: 0000 011 26942
UPC: 6 06959 03328 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Disse komforttilbehør er valgfrie. De kan tilkøbes som tilføjelser, men er ikke en del af de fordele, der dækkes af sygesikringen.