



Philips DreamWear  
Full Face-magneetclips

Vervangend onderdeel Full Face  
met 1 set magnetische klemmen

## Alsof u helemaal niets draagt.\*


DreamWear Full Face biedt u vrijheid en comfort, zodat u kunt genieten van een goede nachtrust.

### Magnetische klemmen

- De hoofdbandclips en het maskerkussen bevatten magneten

### Gebruiksvriendelijk

- Magneetclips om de hoofdband te bevestigen



HH1132

**PHILIPS**

## Specificaties

### Waarschuwing: magnetische interferentie

- Pas op met pacemakers: Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik.

### Productgegevens

- Garantie: 90 dagen

## Kenmerken

### Gebruiksvriendelijk



Het bevestigen van de hoofdband aan het frame gaat eenvoudig en snel met behulp van de magneetclips.

### Magnetische klemmen

Neem contact op met uw zorgverlener voordat u het masker in gebruik neemt. Sommige medische apparaten worden beïnvloed door magnetische velden. De magnetische klemmen in dit masker moeten ten minste 50 mm van een actief medisch apparaat worden gehouden. Speciale aandacht is nodig bij geïmplanteerde apparaten zoals pacemakers, defibrillatoren en cochleaire implantaten. Lees de gebruiksaanwijzing in de verpakking voor meer informatie.



Publicatiedatum  
2018-04-20

Versie: 2.2.1

12 NC: 0000 011 33454  
UPC: 6 06959 41466 2

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Gegevensanalyse van een onderzoek naar patiëntvoorkeuren in augustus 2017, waarbij n = 85 en de voorgeschreven maskers Resmed Airfit F10 en F20, Respiroics Amara View en F&P Simplus waren. Gebaseerd op 10 dagen gebruik.