



Philips Amara View  
Nenä-suomaski

**S-koko**  
S-koon pehmuste  
kansainvälinen



HH1221

## Avoim näkökenttä

Innovatiivinen, avoimen näkökentän Amara View -maski asettuu nenän alle ja ehkäisee nenänselän painaumuksia ja ärsytystä

### **Innovatiivinen nenän alle asettava malli**

- Mukava ja toimiva

### **Avoim näkökenttä lukemista ja silmälaseja varten**

- Perinteisiä kokokasvomaskoja laajempi näkökenttä

### **Pienin ja kevyin vaihtoehto**

- Peittää pienemmän alueen kasvoista kuin muut perinteiset kasvomaskit

**PHILIPS**

## Tekniset tiedot

### Innovatiivinen malli

- Laaja näkökenttä: Käytä silmälasia, lue tai katso televisiota
- Mukava ja toimiva: Ei jätä punaisia jälkiä

### Nenän alle asettava malli

- Mukava ja toimiva: Ei jätä punaisia jälkiä

### Muotoilu

- Päälakiremmi: Helppo säätää
- Hiljainen uloshengitysääni: 360° kääntyvä kulmakappale

### Tekniset tiedot

- Käyttöpaine: 4–20 cmH<sub>2</sub>O
- Äänenpainetaso: 24,2 dBA
- Osien määrä: Neljä
- Pehmusteen materiaali: Nestemäinen silikonikumi (LSR)
- Rungon / kulmakappaleen / kääntyvän liitännän materiaali: Polykarbonaatti
- Pääremmin liittimien / letkun materiaali: Termoplastinen polyesterialastomeeri

- Pääremmin materiaali: Polyuretaani, nailon-elastaani
- Pikaliitännän materiaali: Polyoksimetyleeni (asetali)
- Puhdistusohjeet: maski: Pese käsin miedolla puhdistusaineella, Huuhtelee huolellisesti ja anna kuivua
- Puhdistaminen: pääremmi, letku: Pese käsin miedolla puhdistusaineella, Huuhtelee huolellisesti ja ripusta kuivumaan

### Vasta-aiheet:

- Äskettäin tehty silmäleikkaus, kuivat silmät, palleatyrä, vaikea refluksitauti
- Heikentynyt yskimisrefleksi: Ruokatorven alasulkijan heikentynyt toiminta

### Huolto

- Takuu: 90 päivää

### Käyttötarkoitus

- Yli 30 kg painaville potilaille: Lääkärin määräys CPAP-hoitoon

## Kohokohdat

### Pienin ja kevyin vaihtoehto



Amara View on perinteisiä kokomaskeja pienempi\* ja kevyempi\*\* ja siksi vähemmän peittävä. Siinä ei ole kasvojen ja silmien eteen hankalasti asettuvaa pehmustetta ja maskirunkoa. Sisäinen testaus: arkistoitu aineisto\*\* Ei sisällä pikaliittimellistä Amara View -letkua

### Innovatiivinen malli



Ei paina tai ärsytä nenänselkää eikä jätä siihen punaisia jälkiä

### Avoin näkökenttä



Avoin malli antaa sinun käyttää vapaasti silmälasia, lukea, katsoa televisiota ja käyttää tietokonetta tai tablet-laitetta ennen nukkumaanmenoa.

