

Philips DreamStation
Afgeschermde DC-kabel
voor DreamStation

DC-kabel van 12 V
Compatibel met System One

HH1407



Ideaal voor mensen die vaak onderweg zijn

Onderdeel van de Dream-serie

Sluit uw DreamStation aan op een sigarettenaansteker van 12 V. Ideaal voor frequente weggebruikers, zoals mobile home-bestuurders of langeafstandschauffeurs.

Gebruiksvriendelijk

- Gebruiksvriendelijk

De vrijheid om uw apparaat onderweg te gebruiken

- Kan worden aangesloten op de sigarettenaansteker

PHILIPS

Specificaties

Vermogen

- Stroomvoorziening: Compatibel met DreamStation- en System One-apparaten

Service

- Garantie: 90 dagen

Kenmerken

Gebruiksvriendelijk



Gebruik uw DreamStation-apparaat waar en wanneer u wilt.

Gebruiksvriendelijk

Met de DC-kabel kunt u het apparaat samen met de bevochtiger en de verwarmde slang van stroom voorzien.



Publicatiedatum
2018-02-09

Versie: 6.0.2

12 NC: 0000 011 20746
UPC: 6 06959 40754 1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Eventuele vergoeding van dit medische hulpmiddel is afhankelijk van uw zorgverzekering

* Deze comfortabele accessoires zijn optioneel. Ze kunnen als aanvulling worden aangeschaft. Eventuele vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekering.