

Philips  
Wisp næsemaske med  
hovedtøj

**Pakke**  
3 puder (XS, S/M, L)  
med hovedtøj

**HH1037**



## Ydelse, der har fået ny stil.

Wisps smarte autoforseglingsteknologi tilpasser sig alle dine bevægelser, hvilket giver en uovertruffen forsegling og en god nats søvn.

### **Frit synsfelt**

- Læs, se TV eller bær briller

### **Kompakt design**

- Wisp sidder behageligt på mere end 98 % af brugerne\*

### **Ydeevne og komfort**

- Giver hurtig og nem tilpasning og justering.

**PHILIPS**

Wisp næsemaske med hovedtøj  
Pakke 3 puder (XS, S/M, L), med hovedtøj

## Specifikationer

### Service

- Garanti: 90 dage

### Kompakt

- Nem tilpasning og justering: Støjsvag udånding

### Brugsformål

- Skal bruges på patienter > 30 kg: med CPAP-recept

### Specifikationer

- Lydtrykniveau: 19 dBA
- Antal dele: Seks
- Pudemateriale: Silikone/polykarbonat
- Hovedtøjsmateriale: UBL/uretanskum/nylon/Spandex/nylon termoplastisk
- Slangemateriale: Termoplastisk polyester-

elastomer

- Rammemateriale: Nylon/Spandex/uretanskum
- Rengøringsinstruktioner: maske: Vask i hånden med et mildt rengøringsmiddel, Skyl grundigt, lad lufttørre
- Rengøring: hovedtøj, slanger: Vask i hånden med et mildt rengøringsmiddel, Skyl grundigt, hæng til tørre
- Knæstykke-/drejeledsmateriale: Silikone/polykarbonat
- Hovedtøjsspændemateriale: Acetal copolymer
- Driftstryk: 4 - 20 cmH2O

### Design

- Komfort: Elastisk isserem

HH1037/00

## Vigtigste nyheder

### Kompakt design, naturlig pasform



"Næsetips"-puden er designet til at sidde under din næseryg, hvilket giver minimal kontakt med ansigtet, alt i mens den danner en uovertruffen forsegling.\*  
Bekræftelse via den antropometriske database

### Højere grad af uafhængighed



Wisps slanke design eliminerer behovet for en pandepude, hvilket giver dig et bedre synsfelt.

### Minimalistisk design, uovertruffen forsegling



Designet og hovedtøjsspænderne gør den lettere at bruge og rengøre.



Udgivelsesdato  
2018-04-05

Version: 1.1.1

12 NC: 0000 011 09308  
UPC: 6 06959 03999 5

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Køb af dette medicinske udstyr medfører ikke ret til obligatorisk refusion fra sygesikringen

\* Bekræftelse via den antropometriske database