



Philips DreamStation Go
Batería externa

El tratamiento continúa sin
corriente

Compacto
Ligero, con un peso de 696 g
(1,53 lb)

HH1450

Terapia CPAP incluso sin corriente eléctrica

Para muchos pacientes con apnea del sueño, alejarse de la red eléctrica puede dificultar el mantenimiento del tratamiento. Philips ha desarrollado la batería DreamStation Go para su uso durante la noche. Todos los productos comercializados por Philips Respironics cumplen con la legislación vigente.

Compacto y ligero

- Compacto y ligero

PHILIPS

Batería externa

El tratamiento continúa sin corriente Compacto, Ligero, con un peso de 696 g (1,53 lb)

Especificaciones

Compatibilidad

- Sistema PAP: DreamStation Go CPAP, AutoPAP

Servicio

- Garantía: 1 año

Información técnica

- Peso: 696 g (1,53 lb)
- Voltaje de salida: 18 - 24,6 V CC
- Tecnología de la batería: Iones de litio

- Intervalo de voltaje de entrada: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 2,0 - 1,0 A
- Potencia de salida: 50 W
- Tiempo de funcionamiento: > 8 horas
- Ciclo de vida mínimo: 500 ciclos
- Tiempo de recarga: < 5 horas

Número de pieza

- Paquete de batería: 1133281

HH1450/00

Destacados

Compacto y ligero



Si planea viajar donde no hay red eléctrica, la batería externa de DreamStation Go puede ayudarle a seguir recibiendo su tratamiento. DreamStation Go configurado a una presión de 10 cm mostró un tiempo medio de funcionamiento de 13 horas* con la batería externa DreamStation Go. Nota: Los tiempos de duración de las baterías pueden variar si se configuran presiones CPAP superiores, si existe una fuga excesiva en la mascarilla, según las condiciones de altitud o temperatura, si se están cargando dispositivos a través de un puerto USB, etc. *Condiciones de prueba del tiempo de funcionamiento del dispositivo PAP: modo CPAP, presión 10 cm de H₂O, tubo de 12 mm, 37 lpm de fuga, sala a 23 °C (73,4 °F) a una elevación de 500 m (1650 ft).



Fecha de emisión
2018-09-23

Versión: 5.0.2

12 NC: 0000 011 33281
UPC: 6 06959 41479 2

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com