

Philips DreamStation Go
Yliyönakku

Hoito ilman verkkovirtaa

Pienikokoinen
Kevyt, 696 g

HH1450



CPAP-hoito ilman verkkovirtaa

Matkustaminen paikkoihin, joissa CPAP-laitetta ei voi kytkeä yöksi verkkovirtaan, aiheuttaa monille uniapneapotilaille ongelmia hoidon suhteen. Heitä varten Philips kehitti DreamStation Go -yliyönakun.

Pienikokoinen ja kevyt

- Pienikokoinen ja kevyt

PHILIPS

Yliönakku

Hoito ilman verkkovirtaa Pienikokoinen, Kevyt, 696 g

Tekniset tiedot

Yhteensopivuus

- PAP-järjestelmä: DreamStation Go CPAP, AutoPAP

Huolto

- Takuu: 1 vuosi

Tekniset tiedot

- Paino: 696 g (1,53 lb)

- Lähtöjännite: 18–24,6 VDC
- Akkutekniikka: Litiumioni
- Tulojännitealue: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 2,0–1,0 A
- Lähtöteho: 50 W
- Käyttöaika: > 8 tuntia
- Vähimmäiskäyttöikä: 500 purku-varausjaksoa
- Latausaika: < 5 tuntia

HH1450/00

Kohokohdat

Pienikokoinen ja kevyt



Jos matkasi suuntautuu paikkaan, jossa verkkovirtaa ei ole saatavilla, voit varmistaa hoitosi DreamStation Go -laitteen yön yli kestäväällä akulla. DreamStation Go kesti 10 cm:n paineasetuksella käytössä keskimäärin 13 tuntia* Dreamstation Go -yliönakulla. Huomautus: akun kesto on voimakkaasti vaikuttava korkeammilla CPAP-paineasetuksilla, maskin tiivisyys, korkeus merenpinnasta, lämpötila, USB-portista ladattavat laitteet ja muut tekijät. *PAP-laitteen käyttöajan testausolosuhteet: CPAP-tila, paine 10 cmH₂O, 12 mm:n letku, vuoto 37 LPM, 23 °C:n huoneenlämpötila, 503 m merenpinnan yläpuolella.



Julkaisupäivä 2017-11-06

Versio: 2.0.1

12 NC: 0000 011 33281
UPC: 6 06959 41479 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkki on Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com