



Philips DreamWear
Maskenrahmen

Ersatzteil

Maskenrahmen, Größe S



HH1116

Als wäre sie gar nicht da.*

Das innovative Design von DreamWear ermöglicht es Patienten, ihre liebste Schlafposition einzunehmen.

Innovatives Design

- Luftschlauchanschluss oben auf dem Kopf
- Weicher, flexibler Rahmen

Einfache Nutzung

- Individuelle Funktionen

PHILIPS

Daten

Innovatives Design

- Komfort und Leistung: Weiche Stoffpolster

Produktangaben

- Materialien: Polycarbonat, Silikon
- Gewährleistung: 90 Tage

Reinigung: Rahmen

- Handwäsche mit mildem Reinigungsmittel:
Sorgfältig abspülen, an der Luft trocknen¹

Ersatz

- Täglich auf Verschleiß prüfen: Bei ersten Anzeichen von Verschleiß ersetzen

HH1116/00

Besonderheiten

Einfach zu verwenden



Einfach zu verwenden – wählen Sie eine der drei Maskenrahmengrößen, die am besten passt. Alle Rahmengrößen sind für alle Maskenkissen Größen geeignet.

Innovatives Maskenrahmendesign



Der weiche, flexible Rahmen ist nachts angenehm zu tragen. Nutzerbeschreibungen zufolge ist die Maske kaum zu spüren.*

Bewegungsfreiheit



Dank der Platzierung des Schlauches oben am Kopf bietet DreamWear nachts mehr Bewegungsfreiheit. Nutzer gaben an, dass sie mit DreamWear eine beliebige Schlafposition einnehmen konnten.*



Ausstellungsdatum
2018-04-03

Version: 10.0.1

12 NC: 0000 011 16745
UPC: 6 06959 40204 1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Philips Umfrage zu Benutzerpräferenzen, 2017

** Gemäß der Analyse der Daten einer Studie zu Patientenpräferenzen von August 2017 mit n = 85 und folgenden verschriebenen Masken: Resmed Airfit F10 und F20, Respireonics Amara View und F&P Simplus (basierend auf 10 Tagen Nutzung).

¹ Ausführlichere Reinigungsanweisungen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.