

Philips TrueBlue
Pääremmit

Pieni koko

HH1015



TrueBlue-remmiosa on yhtenäinen ja säädettävä

TrueBlue on suunniteltu tarjoamaan entistä parempaa mukavuutta, vakautta ja liikkumisen vapautta mahdollisimman vähillä säädöillä.

Muotoilu

- Lisää vakautta

PHILIPS

Tekniset tiedot

Huolto

- Takuu: 90 päivää

Muotoilu

- Vakaus: Takakappale ja päälakiremmi

Tekniset tiedot

- Pääremmin materiaali: UBL/uretaanivahto/nailon ja elastaani
- Puhdistaminen: pääremmi, letku: Pese käsin miedolla puhdistusaineella, Huuhtelee huolellisesti ja ripusta kuivumaan

Kohokohdat

Säädettävät remmit



Remmiosassa on säädettävät pääremmit, jotka yhdistyvät takakappaleeksi. Lisäksi yhtenäiseen remmiosaan kuuluu vakautta lisäävä päälakiremmi

