



Philips DreamWear
Maskirunko

Varaosa
Suuri runko



HH1118

Höyhenenkevyt maski.*

DreamWear antaa sinulle vapauden nukkua miten haluat.

Innovatiivinen malli

- Ilmaletkun liitäntä päälle
- Pehmeä, joustava runko

Helppokäyttöinen

- Yksilölliset ominaisuudet

PHILIPS

Tekniset tiedot

Innovatiivinen malli

- Mukava ja toimiva: Pehmeät kangasremmit

Tuotteen tiedot

- Materiaalit: Polykarbonaatti, Silikoni
- Takuu: 90 päivää

Puhdistus: runko

- Pese käsin miedolla puhdistusaineella: Huuhtelee huolellisesti ja anna kuivua¹


Varaosat

- Tarkista päivittäin kulumisen varalta: Vaihda kuluneet osat heti

HH1118/00

Kohokohdat

Helppokäyttöinen runko



Helppo käyttää. Valitse kolmesta runkokoosta itsellesi sopivin. Kaikki pehmusteet sopivat kaikkiin runkoihin.

Innovatiivinen runkomalli



Pehmeää ja joustavaa runkoa on mukava käyttää öisin. Käyttäjien mukaan se on täysin huomaamaton.*

Liikkumisen vapautta



Koska letku lähtee päälaelta, DreamWear antaa enemmän liikkumavapautta nukkuessa. Käyttäjät ovat kertoneet, että DreamWear ei vaikuta heidän nukkumisasentoonsa.*



Julkaisupäivä 2018-04-03

Versio: 10.0.1

12 NC: 0000 011 16747
UPC: 6 06959 40206 5

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

** Elokuussa 2017 tehty potilaiden käyttökokeistutkimus, n = 85.
Potilaille määrättyjä maskeja olivat Resmed Airfit F10 ja F20, Respirationics Amara View sekä F&P Simplus. Tiedot perustuvat 10 päivän käyttökokeemukseen.
* Philipsin vuonna 2017 tekemä käyttäjäkysely
* ¹ Lisätietoja puhdistamisesta on käyttöohjeissa.