

Philips TrueBlue

M-koko

HH1018



Sininen Premium-geeliososa on ohut ja kevyt

TrueBlue-nenätyynyä ja -tiivistettä on viittä mukavaa kokoa.

Muotoilu

- Sininen Premium-geeli

PHILIPS

Tekniset tiedot

Muotoilu

- Itsesäätyvä: Auto-Seal-tekniikka

Huolto

- Takuu: 90 päivää

Tekniset tiedot

- Pehmusteen materiaali: Polyuretaanigeeli ja polyesterikalvo
- Tiivisteiden materiaali: Silikoni

Kohokohdat

Mukavuus



Sininen Premium-geeli ja ohut, muotoutuva silikoninen ulkokalvo tiivistävät maskin tehokkaasti ja muodostavat itsetiivistyvän järjestelmän.

