

Philips TrueBlue
Näskudde och flap

Medium Wide

HH1019



Blå gel som är tunn och lätt

TrueBlue-näskudde med flap finns i fem bekväma storlekar.

Design

- Blå gel

PHILIPS

Specifikationer

Design

- Självjusterande: Automatisk tätningsteknik

Service

- Garanti: 90 dagar

Specifikationer

- Kudde, material: Polyuretangel och polyesterfilm
- Flapmaterial: Silikon

Funktioner

Komfort



Den blå gelen arbetar tillsammans med det tunna, formanpassade yttre silikonmembranet för att skapa en effektiv och självjusterande tätning.

