

Philips
Wisp-letku ja
kulmakappale

Vakio

HH1008



Kiinnitetään maskin etuosaan

Liitä Wisp-letku kulmakappaleineen maskin etuosaan. Voit myös viedä maskin letkun päälakiremmin silmukan läpi ennen remmiosan pukemista

Muotoilu

- Kääntyvä kulmakappale

PHILIPS

Tekniset tiedot

Muotoilu

- Pikaliitin: 360° kääntyvä kulmakappale

Huolto

- Takuu: 90 päivää

Tekniset tiedot

- Letkun materiaali: Termoplastinen polyesterielastomeeri
- Kulmakappaleen / kääntyvän liitännän materiaali: Polykarbonaatti

Kohokohdat

Kääntyvä kulmakappale

360° kääntyvässä kulmakappaleessa on pikaliitäntäominaisuus ja hiljainen uloshengitysääni

