

Philips DreamStation Go
Filtre fin à usage unique
conçu pour durer 30 jours

Filtre la poussière, le pollen, etc.

Remplacer tous les 30 jours
Efficacité de 95 % au-dessous de
0,7 μ
Lot de 6



HH1454

Filtre fin, conçu pour durer 30 jours

Les filtres fins interchangeables à usage unique de Philips sont conçus pour durer 30 jours et permettent de nettoyer l'air que vous respirez en absorbant la poussière, le pollen, les moisissures, la squame animale et bien d'autres particules avec une efficacité de 95 % entre 0,5 et 0,7 microns.

Filtre fin à usage unique conçu pour durer 30 jours

- Filtre fin, conçu pour durer 30 jours

PHILIPS

Filtre fin à usage unique conçu pour durer 30 jours
Filtre la poussière, le pollen, etc. Remplacer tous les 30 jours, Efficacité de 95 % au-dessous de 0,7 µ, Lot de 6

HH1454/00

Caractéristiques

Compatibilité

- Système de PPC: Appareil de PPC DreamStation Go, AutoPAP

Entretien

- Garantie: 15 jours

Informations techniques

- Remplacement: Tous les 30 jours

- Matériau du filtre: Fibres synthétiques mélangées
- Efficacité du filtre: Efficacité de 95 % entre 0,5 et 0,7 microns

Emballage

- Sommaire: Comprend 2 filtres

Référence

- Filtre fin à usage unique conçu pour durer 30 jours: 1133744

Points forts

Filtre fin, conçu pour durer 30 jours



Essayez ce filtre fin à usage unique conçu pour durer 30 jours et améliorez la filtration de votre appareil de PPC de voyage DreamStation Go.



Date de publication
2018-09-06

Version: 7.0.2

12 NC: 0000 011 33744
UPC: 6 06959 41544 7

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com